

Anti-Amacr/P504S Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uhk6

Artikelnummer: CM0007036

Einführung

Anti-AMACR/p504S Kaninchen-MonoKlonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des peroxisomalen Fettsäurestoffwechsels und der Gallensäurensynthese. AMACR/p504S (Q9UHK6).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMACR/p504S Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RM; RACE; CBAS4; P504S; AMACRD; AMACR/p504S
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23600
Gen-ID	23600
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-138 von humanem AMACR (NP_055139.4) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	MonoKlonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UHK6
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel