

Anti-Amt Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P48728

Artikelnummer: CM0030822



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes AMT, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-AMT. Ideal für Studien zum Glycin-Spaltungssystem und zur mitochondrialen Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMT Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GCE; NKH; GCST; GCVT; AMT
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	275
Gen-ID	275
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 107-386 des humanen AMT (NP_001158184.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P48728
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel