


Anti-Androgen-Rezeptor Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P10275

Artikelnummer: CM0023684



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-Androgen-Rezeptor (AR)-Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Untersucht Androgen-Signalgebung und nukleäre Rezeptorfunktion. SWISS: P10275.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Androgen-Rezeptor Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KD; AIS; AR8; TFM; DHTR; SBMA; HYSP1; NR3C4; SMAX1; HUMARA
Spezies	Human
GeneID (Human)	367
GeneID	367
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen Androgen-Rezeptors entspricht (NP_000035.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P10275
Proteingewicht	99kDa
Versand	Eistüte