


Anti-Angpt1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15389

Artikelnummer: CM0028210



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen Angiotensin-1 (ANGPT1), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Angiogenese und vaskulärer Stabilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANGPT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliae	AGP1; AGPT; ANG1; HAE5; AGPT-1; ANGPT1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	284
GenID	284
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 277-498 von humanem ANGPT1 (NP_001137.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15389
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel