

Anti-Anxa7 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P20073

Artikelnummer: CM0003812



Einführung

Hochwertiger ANXA7 Kaninchen-monoklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA. Detektiert humanes, Maus- und Ratten-ANXA7. Ideal zur Untersuchung der Rolle von Annexin A7 bei der calciumvermittelten Exozytose und Membranfusion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANXA7 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	SNX; ANX7; SYNEXIN; ANXA7
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	310
Gen-ID	310
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-250 des humanen ANXA7 (NP_001147.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P20073
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel