


Anti-Apaf1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O14727

Artikelnummer: CM0008325



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes APAF1. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Human und Maus. Detektiert endogenes APAF1-Protein (38-142 kDa).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD validiert] APAF1 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	CED4, APAF-1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	317
Gen-ID	317
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 470-600 des humanen APAF1 enthält (NP_863651.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O14727
Proteinmasse	38-142 kDa
Versand	Eisbeutel