

Anti-App (Amyloid-Beta Precursor Protein) Kaninchen Monoklonaler Antikörper [Ko Validiert] Für Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa - P05067

Artikelnummer: CM0003246



Einführung

KO-validierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches APP (aa 671-770) gerichtet ist. Validiert für WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zu Alzheimer-Krankheit und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] APP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTGamma; alpha-sAPP; PP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	351
GenID	351
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 671-770 von menschlichem APP (P05067) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05067
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel