

Anti-App Kaninchen Polyklonaler Antikörper (Ko Validiert) Für Wb, Elisa - P05067

Artikelnummer: CM0023697



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes APP, KO validiert für Western Blot- und ELISA-Anwendungen. Erkennt vollständiges APP und Amyloid-beta-Fragmente. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] APP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; PP
Art	Mensch
GenID	351
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Aβ42 entspricht (NP_000475.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05067
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eispack