

Anti-Aptx Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Z2E3

Artikelnummer: CM0029334



Einführung

APTX Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC, IP und ELISA-Anwendungen. Reagiert spezifisch mit humanem Aprataxin (MW 41 kDa). Ideal für Studien zu DNA-Reparatur, Basenexzisionsreparatur und neurodegenerativen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APTX Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AOA; AOA1; AXA1; EAOH; EOAHA; FHA-HIT; APTX
Spezies	Human
GeneID (Human)	54840
GeneID	54840
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 93-342 von humanem APTX (NP_001182178.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q7Z2E3
Protein-Gewicht	41kDa
Versand	Eistasche