


Anti-Arf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P84077

Artikelnummer: CM0024098



Einführung

Hochwertiger ARF1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-ARF1. Geeignet für Studien zum Golgi-Transport, synaptischer Plastizität und Cholera-Toxin-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PVNH8; ARF1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	375
GeneID	375
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-181 von humanem ARF1 (NP_001649.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P84077
Protein-Gewicht	21kDa
Versand	Eistasche