


Anti-Arginase 1 (Arg1) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P05089

Artikelnummer: CM0019168



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes Arginase 1 (ARG1), validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunoperoxidase und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum Harnstoffzyklus und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Arginase 1 (ARG1) Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	ARG1; Arginase-1; Arginase 1 (ARG1)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	383
GenID	383
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-322 des humanen Arginase 1 (ARG1) (NP_000036.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05089
Proteinmasse	35 kDa
Versand	Eisbeutel