

Anti-Arhgap11B-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q3Krb8

Artikelnummer: CM0020840

Einführung

Hochwertiger polyklonaler ARHGAP11B-Kaninchenantikörper für Western Blot und ELISA. Ziel ist humanes ARHGAP11B (SWISS: Q3KRB8), ein homininspezifisches Protein, das für die Entwicklung des Neokortex von entscheidender Bedeutung ist. Ideal für die neurologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARHGAP11B-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	B ⁺ T; FAM7B1; GAP (1-8); ARHGAP11B
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	89839
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 218-267 des humanen ARHGAP11B entspricht (NP_001034930.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q3KRB8
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Kühlakku