

Anti-Arhgap44 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q17R89

Artikelnummer: CM0028291

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ARHGAP44/RICH2 (Gen-ID: 9912). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Rho-GTPase-Signalgebung, synaptischer Plastizität und der Dynamik dendritischer Dornen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARHGAP44 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RICH2; NPC-A-10; ARHGAP44
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9912
Gen-ID	9912
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 666-772 des humanen ARHGAP44 (NP_055674.4) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q17R89
Protein-Gewicht	89kDa
Versand	Eistasche