

Anti-Arhgef10L Polyklonale Antikörper (Kaninchen) Für Wb, Elisa - Q9Hce6

Artikelnummer: CM0022695

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen ARHGEF10L (GrinchGEF), validiert für Western Blot und ELISA in humanen und Rattenproben. Zielt auf einen Rho-Guanin-Nukleotid-Austauschfaktor ab, der an der Regulation des Zytoskeletts beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARHGEF10L Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GrinchGEF; ARHGEF10L
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55160
Gen-ID	55160
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1120-1230 des humanen ARHGEF10L (NP_001011722) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9HCE6
Proteinmasse	140 kDa
Versand	Eisbeutel