


Anti-Arid3A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q99856

Artikelnummer: CM0026935



Einführung

ARID3A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Validiert für B-Zell-Differenzierung und Zellzyklusforschung. Proteingewicht 63 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARID3A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DRIL1; DRIL3; BRIGHT; E2FBP1; ARID3A
Spezies	Mensch
Gen-ID	1820
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 324-593 von menschlichem ARID3A (NP_005215.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99856
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Eisbeutel