

Anti-Arnt2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Hbz2

Artikelnummer: CM0029319

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ARNT2 (bHLHe1) für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Transkriptionsregulation, Entwicklung der hypothalamisch-hypophysären Achse und nukleärer Signalübertragung. ~79 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ARNT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	WEDAS; bHLHe1; ARNT2
Spezies	Mensch
Gen-ID	9915
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 440-690 von humanem ARNT2 (NP_055677.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9HBZ2
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel