

Anti-Asmt Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P46597

Artikelnummer: CM0027805



Einführung

Anti-ASMT Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Zielt auf Acetylserotonin O-Methyltransferase, ein Schlüsselenzym der Melatonin-Biosynthese. Ideal für Forschung an der Zirbeldrüse und zirkadianen Rhythmen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASMT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASMTY; HIOMT; HIOMTY; ASMT
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	438
Gen-ID	438
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-298 von menschlichem ASMT (NP_001164510.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46597
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel