


Anti-Asymmetrisches Dimethyl-Histon H3-R17 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Q16695/P68431) Für Wb, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000282



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen asymmetrisch dimethyliertes Histon H3 an Arginin 17 (H3R17me2a). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Human, Maus, Ratte; breite Kreuzreaktivität vorhergesagt. Kernnukleosomen-Komponente, essentiell für epigenetische Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Asymmetrisches DiMethyl-Histon H3-R17 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3Fj; H3C10; H3C11; HIST1H3j; Asymmetrisches DiMethyl-Histon H3-R17
Spezies	Human
GeneID (human)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Histon H3 entspricht (NP_003520.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel