


Anti-Atf2 Polyklonaler Antikörper [Ko Validiert] Für Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

Artikelnummer: CM0022025



Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen ATF2 (CREB2, HB16). Geeignet für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von transkriptioneller Regulation, Apoptose und DNA-Schadensantwortwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] ATF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; F2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1386
GenID	1386
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 110-190 von ATF2 (NP_001871.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15336
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel