

Anti-Atf6 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P18850

Artikelnummer: CM0017834

Einführung

Hochwertiges kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes ATF6 (ATF6A). Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA mit Reaktivität bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur Entfalteten Proteinantwort und ER-Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATF6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACHM7; ATF6A; ATF6
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	22926
GenID	22926
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18850
Proteingewicht	75 kDa
Versand	Eisbeutel