

Anti-Atg14 Poliklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zne5

Artikelnummer: CM0028676



Einführung

Humanes ATG14 Kaninchen-poliklonales Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Erkennt den 55 kDa großen, mit Beclin1 assoziierten Autophagie-Regulator, ideal für die Autophagie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATG14 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ATG14L; BARKOR; KIAA0831; ATG14
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	22863
GenID	22863
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 340-440 von humanem ATG14 (NP_055739.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6ZNE5
Proteinmasse	55kDa
Versand	Eisbeutel