

Anti-Atp23 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6H3

Artikelnummer: CM0017831

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen ATP23 (KUB3/XRCC6BP1) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Forschung zu mitochondrialen Proteasen und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP23 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	KUB3; XRCC6BP1; ATP23
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	91419
Gen-ID	91419
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-246 des menschlichen ATP23 (NP_150592.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6H3
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel