

Anti-Atp5H Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75947

Artikelnummer: CM0028904



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen ATP5H (ATP-Synthase peripherer Stiel-Untereinheit d, O75947). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zum mitochondrialen Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP5H Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATPQ; APT5H; ATP5H
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10476
GenID	10476
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-161 von menschlichem ATP5H (NP_006347.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75947
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel