


Anti-Atp6V1E1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P36543

Artikelnummer: CM0026234



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen ATP6V1E1, geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Unverzichtbar für die Forschung am V-ATPase-Komplex und Ionentransport. - P36543

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP6V1E1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P31; Vma4; ATP6E; ARCL2C; ATP6E2; ATP6V1E; ATP6V1E1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	529
Gen-ID	529
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 77-226 von menschlichem ATP6V1E1 (NP_001687.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36543
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel