

Anti-Atp6V1G3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Lb4

Artikelnummer: CM0016997

Einführung

CamelBio bietet einen polyklonalen Kaninchen-Antikörper gegen ATP6V1G3 an, der die Untereinheit G 3 der V-ATPase targetet. Validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für die Forschung zur renalen Azidifizierung und zum Ionentransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP6V1G3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Vma10; ATP6G3; ATP6V1G3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	127124
GenID	127124
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-118 von humanem ATP6V1G3 (NP_573569.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q96LB4
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel