


Anti-Atrx-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If-P Und Elisa - P46100

Artikelnummer: CM0022444



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ATRX, geeignet für Immunfluoreszenz (IF-P) und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Ideal für die Erforschung des Chromatin-Remodellings und der Telombiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATRX-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	JMS; XH2; XNP; MRX52; RAD54; RAD54L; ZNF-HX
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	546
GeneID	546
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 2273-2413 des humanen ATRX (NP_000480.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P46100
Proteingewicht	283 kDa
Versand	Eisbeutel