

Anti-Baf57/Smarce1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Wb/If/Icc, Ip, Elisa - Q969G3

Artikelnummer: CM0015404



Einführung

KO-validierter kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen BAF57/SMARCE1, eine Untereinheit des SWI/SNF-Chromatin-Remodeling-Komplexes.

Empfohlen für WB, IF/ICC, IP, ELISA.

Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte.

Immunogen: rekombinantes Protein (aa 1-411).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] BAF57/SMARCE1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CSS5; BAF57; E1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6605
GenID	6605
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-411 von menschlichem BAF57/BAF57/SMARCE1 (NP_003070.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q969G3
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel