

Anti-Baf60A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Gm5

Artikelnummer: CM0028323



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen BAF60a (SMARCD1), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Chromatin-Remodelling- und Neuroentwicklungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BAF60a Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Baf60a; D15Kz1; BAF60a
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	6602
GenID	83737
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-120 von Maus-BAF60a (NP_114030.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96GM5
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel