

Anti-Bag2-Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - 095816

Artikelnummer: CM0030400

Einführung

Der Anti-BAG2-Kaninchen-Polyklonale Antikörper von CamelBio richtet sich gegen menschliches BAG2, einen Nukleotid-Austauschfaktor für HSP70/HSC70-Chaperone. Validiert für Western Blot und ELISA; unterstützt die Forschung zu Proteostase, Proteinkontrollqualität und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BAG2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BAG-2; dj417l1.2; BAG2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9532
GenID	9532
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-211 von menschlichem BAG2 (NP_004273.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O95816
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel