

Anti-Bag5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9UI15

Artikelnummer: CM0028062



Einführung

BAG5 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA in Mensch, Maus, Ratte. Erkennt den BAG5 Co-Chaperon von HSP70, essentiell für Proteostase und mit Kardiomyopathie assoziiert. Ideal für Herz- und Chaperon-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	BAG5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BAG-5; CMD2F; BAG5
Spezies	Mensch
Gen-ID	9529
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 198-447 von humanem BAG5 (NP_004864.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UL15
Protein-Gewicht	51kDa
Versand	Eistasche