

Anti-Baiap2L1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uhr4

Artikelnummer: CM0027450



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen BAIAP2L1 (IRTKS), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines BAIAP2L1-Protein, ein BAR-Domänen-Adapterprotein, das an der Reorganisation des Aktinzytoskeletts beteiligt ist. Geeignet für Zytoskelett- und Infektionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BAIAP2L1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IRTKS; BAIAP2L1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55971
Gen-ID	55971
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 198-388 des humanen BAIAP2L1 (NP_061330.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9UHR4
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel