

Anti-Bbs2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bxc9

Artikelnummer: CM0026688

Einführung

Anti-BBS2 Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum BBSom-Komplex, Erforschung der Ziliogenese und Untersuchungen zum Bardet-Biedl-Syndrom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	BBS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	BBS; RP74; BBS2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	583
GenID	583
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-96 des humanen BBS2 (NP_114091.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9BXC9
Proteinmasse	80kDa
Versand	Eispackung