


Anti-Bckdhb-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P21953

Artikelnummer: CM0012878



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes BCKDHB, validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Richtet sich gegen die beta-Untereinheit der mitochondrialen 2-Oxoisovalerat-Dehydrogenase, die am Abbau verzweigtkettiger Aminosäuren beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCKDHB-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	E1B; BCKDE1B; BCKDH E1-beta; BCKDHB
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	594
GeneID	594
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 183-392 des humanen BCKDHB entspricht (NP_898871.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P21953
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Kühlakku