

Anti-Bcl-2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P49950

Artikelnummer: CM0022318

Einführung

Bcl-2 Kaninchen pAb validiert für WB, IP, ELISA mit Maus-Kreuzreaktivität. Erkennt die N-terminale Region von Ratten-Bcl-2 (26 kDa), einem Schlüsselregulator der Apoptose. Ideal für Apoptose- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Bcl-2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Bcl-2,
Spezies	Ratte
GeneID (Human)	596
GeneID	24224
Immunogen	Rekombinantes Protein Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von Ratten-Bcl2 (NP_058689.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P49950
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eistasche