


Anti-Bcl2A1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16548

Artikelnummer: CM0017410



Einführung

BCL2A1-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, humanspezifisch, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Ziel ist das hämatopoetische antiapoptotische Protein Bcl-1 (BCL2A1), das am Zellüberleben und an der Infektionsreaktion beteiligt ist. Ideal für die Apoptose- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCL2A1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GRS, ACC1, ACC2, BFL1, ACC-1, ACC-2, HBPA1, BCL2L5, BCL2A1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	597
GeneID	597
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 70-150 des humanen BCL2A1 (NP_004040.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q16548
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Kühlakku