


Anti-Bcl2L15 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Tbc7

Artikelnummer: CM0006703



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes BCL2L15 (Bfk, C1orf178). Validiert für WB und ELISA. Nützlich für Apoptose-, Alternatives Spleißen- und Proteomik-Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BCL2L15 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Bfk; C1orf178; BCL2L15
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	440603
GeneID	440603
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-163 des humanen BCL2L15 (NP_001010922.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q5TBC7
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eistüte