

Anti-Beclin 1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14457

Artikelnummer: CM0021615



Einführung

Beclin 1 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt eine Bande von ~52 kDa in menschlichen, murinen und Rattenproben. Geeignet für Autophagie- und Zelltodforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Beclin 1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATG6; VPS30; beclin1; Beclin 1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8678
Gen-ID	8678
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 25-280 von menschlichem Beclin 1 (NP_003757.1) umfasst.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14457
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel