


Anti-Bhmt Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q93088

Artikelnummer: CM0013713



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches BHMT (Betain-Homocystein S-Methyltransferase 1) gerichtet ist. Validiert für WB-, IF-P- und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Homocystein-Stoffwechsel. Proteinmasse 45 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BHMT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BHMT1; HEL-S-61p; BHMT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	635
GenID	635
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 177-406 von menschlichem BHMT (NP_001704.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q93088
Proteinmasse	45 kDa
Versand	Eisbeutel