


Anti-Bif-1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y371

Artikelnummer: CM0016020



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes Bif-1 (Endophilin-B1, CGI-61), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Bif-1 reguliert mitochondriale Dynamik, Apoptose und Autophagie. Für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Bif-1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	Bif-1; CGI-61; PPP1R70; dj612B15.2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	51100
GeneID	51100
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 120-365 von humanem Bif-1 (NP_057093.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9Y371
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eisbeutel