

Anti-Bmp4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12644

Artikelnummer: CM0003433

Einführung

BMP4 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für Western Blot, IHC (Paraffin), IF/ICC und ELISA; erkennt spezifisch humanes BMP4, einen TGF-beta Wachstumsfaktor, der für Entwicklung, Osteogenese und Angiogenese essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BMP4 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ZYME, BMP2B, OFC11, BMP2B1, MCOPS6, BMP4
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	652
GeneID	652
Immunogen	Synthetisches Peptid – Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 309-408 von humanem BMP4 (P12644) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P12644
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel