

Anti-Brca1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P38398

Artikelnummer: CM0014185



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes BRCA1, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Immunogen: synthetisches Peptid innerhalb von aa 100-200. Zur Untersuchung von DNA-Reparatur und Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BRCA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IRIS; PSCP; BRCAI; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; BRCA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	672
GenID	672
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem BRCA1 (NP_009225.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P38398
Proteingewicht	208kDa
Versand	Eisbeutel