

## Anti-Brip1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9BX63

Artikelnummer: CM0027587



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BRIP1 (FANCI). Validiert für Western Blot und ELISA. Nützlich für die Untersuchung von DNA-Reparatur, Fanconi-Anämie-Weg und chromosomaler Stabilität.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | BRIP1 Kaninchen pAb                                                                                                                                      |
| Bemerkungen/Alias | OF; BACH1; FANCI; BRIP1                                                                                                                                  |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                   |
| GenID (Mensch)    | 83990                                                                                                                                                    |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-260 von humanem BRIP1 (NP_114432.2) entspricht) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                                                   |
| SWISS             | Q9BX63                                                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 141kDa                                                                                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                |