

Anti-Btbd9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Q07

Artikelnummer: CM0019829

Einführung

Der BTBD9 Kaninchen-pAb, hergestellt gegen Aminosäuren 283-582 von humanem BTBD9, detektiert endogenes BTBD9 im Western Blot und ELISA. Ideal für Neurowissenschaften und Nierenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BTBD9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	dj322l12.1; BTBD9
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	114781
GeneID	114781
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 283-582 von humanem BTBD9 (AAI01358.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q96Q07
Protein-Gewicht	69kDa
Versand	Eistüte