


Anti-Bub1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43683

Artikelnummer: CM0024006



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BUB1, validiert für WB und ELISA. Erkennt endogenes BUB1 in humanen und murinen Proben. Ideal für die Forschung zur Spindelasssemblierungs-Kontrolle und Chromosomenausrichtung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BUB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BUB1A; BUB1L; hBUB1; MCPH30; BUB1
Spezies	Human
GeneID (Human)	699
GeneID	699
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem BUB1 (NP_004327.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O43683
Proteingewicht	122kDa
Versand	Eisbeutel