

Anti-C10Orf67-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q8IYJ2

Artikelnummer: CM0021990

Einführung

Anti-C10orf67-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA.

Zielprotein ist das humane C10orf67;

Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung mitochondrialer Proteine.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C10orf67-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	C10orf115; LINC01552; C10orf67
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	256815
GeneID	256815
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 68-243 von C10orf67 (NP_001338235.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IYJ2
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Kühlakku