

Anti-C14Orf166/Rtraf Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y224

Artikelnummer: CM0027758



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes C14orf166 (RTRAF), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanen und murinen Proben. Proteingewicht 28 kDa. Ideal für die Erforschung von tRNA-Spleißen und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C14orf166 Rabbit pAb
Bemerkungen / Alias	CLE; CLE7; hCLE; CGI99; RLLM1; hCLE1; CGI-99; LCRP369; C14orf166
Spezies	Human
GeneID	51637
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-244 von humanem C14orf166 (NP_057123.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9Y224
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel