

Anti-C21Orf33 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Elisa - P30042

Artikelnummer: CM0021861

Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes C21orf33 (ES1, HES1, KNPH). Geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Erforschung der C21orf33-Funktion in zellulären Kontexten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] C21orf33 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ES1; HES1; KNPH; KNPI; GT335; GATD3A; C21orf33; 33
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8209
Gen-ID	8209
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 42-268 des humanen C21orf33 (NP_004640.4) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P30042
Protein-Gewicht	24kDa/28kDa
Versand	Eistüte