


Anti-Cabp1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nzu7

Artikelnummer: CM0020611



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CABP1 (Calbrain/Caldendrin), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes CABP1 mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 40 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	CABP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CALBRAIN; HCALB_BR; CABP1
Spezies	Mensch
GenID	9478
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CABP1 (NP_001028849.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NZU7
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel