

Anti-Cacng1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q06432

Artikelnummer: CM0013526

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes CACNG1 (spannungsabhängige Calciumkanal-Untereinheit Gamma-1). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung an L-Typ Calciumkanälen des Skelettmuskels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CACNG1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CACNLG; CACNG1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	786
GenID	786
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 30-110 des humanen CACNG1 (NP_000718.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q06432
Proteinmasse	25 kDa
Versand	Eisbeutel