


Anti-Camki Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q14012

Artikelnummer: CM0004890



Einführung

CaMKI Kaninchen-mAk, validiert für WB und ELISA mit Reaktivität gegenüber Human, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Kalzium/Calmodulin-abhängiger Signalgebung, neuronaler Entwicklung und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CaMKI Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	CAMKI; CaMKI
Spezies	Human
GenID (Human)	8536
GenID	8536
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CaMKI (NP_003647.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q14012
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel